

**Bidón de seguridad para disolventes****Rötzmeier****Bidón de seguridad para disolventes**

Para almacenar, usar y transportar de forma segura líquidos inflamables. Resistentes a explosiones gracias a que disponen de trampas de llama y válvulas de control de presión con tapas roscadas y dispositivos de medición (con cierre automático). Hechos de acero inoxidable electropulido de alta calidad químicamente resistente 316/304. Con juntas de PTFE y asas ergonómicas. Diseño pequeño que permite ahorrar espacio por ejemplo al almacenarlos en los armarios de seguridad.

Modelos con grifos de cierre automático diseñados para el almacenamiento horizontal y la decantación.



Code	Description	Packaging
LLG09042910	Safety canistervice 5 ltrs.with fine di	1 pz.
LLG09042911	Safety canister 10 ltrs.with fine dispe	1 pz.
LLG09042912	Safety canister 20 ltrs.with fine dispe	1 pz.
LLG09042915	Safety canister 5 ltrs.with screw lidwi	1 pz.
LLG09042916	Safety canister 10 ltrs.with screw lidw	1 pz.
LLG09042917	Safety canister 20 ltrs.with screw lidw	1 pz.
LLG09042920	"Safety canister 5 ltrs.with tap 1 ½""wi	1 pz.
LLG09042921	"Safety canister 10 ltrs.with tap 1 ½""w	1 pz.
LLG09042922	"Safety canister 20 ltrs.with tap 1 ½""w	1 pz.
LLG09042941	"Fine doser 1½""for canisters"	1 pz.
LLG09042943	"Faucet 1½""for faucet model"	1 pz.
LLG09042976	Funnels for safety canisters5/10/20l, s	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

