

**Bidones de seguridad para disolventes****Rötzmeier****Bidones de seguridad para disolventes**

Para el almacenamiento seguro, el uso, el trasiego y el transporte en planta de líquidos inflamables. A prueba de explosiones mediante trampas de llama y válvulas de control de presión en tapas de rosca y dispositivos de medición (autocierre). De acero inoxidable 316/304 de alta calidad y resistente a los productos químicos, electropulido, juntas de PTFE, mangos ergonómicos.

Modelos con grifos de autocierre en la parte inferior para el paso de líquido estacionario, opcionalmente con indicador de nivel de contenido irrompible de PFA.



Code	Description	Packaging
LLG09042925	Safety storage vessel 10 ltrs.with tap	1 pz.
LLG09042926	Safety storage vessel 25 ltr.with tap $\frac{3}{4}$	1 pz.
LLG09042927	Safety storage vessel 50 ltrs.with tap	1 pz.
LLG09042930	Safety storage vessel 10 ltrs.with scre	1 pz.
LLG09042931	Safety storage vessel 25 ltrs.with scre	1 pz.
LLG09042932	Safety storage vessel 50 ltrs.with scre	1 pz.
LLG09042934	Safety storage vessel 10 ltrs.with tap	1 pz.
LLG09042935	Safety storage vessel 25 ltrs.with tap	1 pz.
LLG09042936	Safety storage vessel 50 ltrs.with tap	1 pz.
LLG09042937	Safety storage vessel 10 ltrs.with fine	1 pz.
LLG09042942	"Faucet $\frac{3}{4}$ " "for floor model"	1 pz.
LLG09042977	funnels for safety storage vessels10/25	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

