

**Estufas de secado serie ED, FD, FED - Linea Avantgarde****BINDER****Estufas de secado serie ED, FD, FED - Linea Avantgarde**

Las estufas de secado con convección natural (designación de tipo ED) o convección forzada (designación de tipo FD, FED) son conocidas por su nuevo diseño, cómodo funcionamiento y eficiencia. La última tecnología de APT.line™ ofrece una precisión de temperatura excepcional.

Equipo:

- Rango de temperatura de la serie ED: temperatura ambiente más 5-6 °C a 300 °C
- Rango de temperatura serie FD, FED: temperatura ambiente más 10 °C a 300 °C
- Controlador con pantalla LCD
- Control electromecánico de la trampilla de aire de escape
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de la clase 2 (DIN 12880) con alarma visual de temperatura
- Puerto USB para la grabación de datos

El número de estantes incluidos en el material de suministro se indica en la tabla.



Code	Description	Packaging
LLG04658059	Drying and heating chamber ED 115 with	1 pz.
LLG04658060	Drying ovens Model FD 115 up to +300°C,	1 pz.
LLG04658061	Drying ovens Model ED 56 up to +300°C,	1 pz.
LLG06280069	Drying oven Model FD056, 60 ltr., USB p	1 pz.
LLG06280284	Multifunctional heated/drying ovensFED	1 pz.
LLG06280292	General purpose ovens/hot air sterilize	1 pz.
LLG06280295	Multifunctional ovenFED 56, 56 L, 230V,	1 pz.
LLG06280296	Multifunctional heated/drying ovensFED	1 pz.
LLG06280362	Drying ovens Model FD 260, 260 ltr.,230	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

