

**Estufas de secado serie ED, FD, FED - Linea Avantgarde**

Las estufas de secado con convección natural (designación de tipo ED) o convección forzada (designación de tipo FD, FED) son conocidas por su nuevo diseño, cómodo funcionamiento y eficiencia. La última tecnología de APT.line™ ofrece una precisión de temperatura excepcional.

Equipo:

- Rango de temperatura de la serie ED: temperatura ambiente más 5-6 °C a 300 °C
- Rango de temperatura serie FD, FED: temperatura ambiente más 10 °C a 300 °C
- Controlador con pantalla LCD
- Control electromecánico de la trampilla de aire de escape
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de la clase 2 (DIN 12880) con alarma visual de temperatura
- Puerto USB para la grabación de datos

El número de estantes incluidos en el material de suministro se indica en la tabla.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04658059 | Drying and heating chamber ED 115 with | 1 pz. |
| LLG04658060 | Drying ovens Model FD 115 up to +300°C, | 1 pz. |
| LLG04658061 | Drying ovens Model ED 56 up to +300°C, | 1 pz. |
| LLG06280069 | Drying oven Model FD056, 60 ltr., USB p | 1 pz. |
| LLG06280284 | Multifunctional heated/drying ovensFED | 1 pz. |
| LLG06280292 | General purpose ovens/hot air sterilize | 1 pz. |
| LLG06280295 | Multifunctional ovenFED 56, 56 L, 230V, | 1 pz. |
| LLG06280296 | Multifunctional heated/drying ovensFED | 1 pz. |
| LLG06280362 | Drying ovens Model FD 260, 260 ltr.,230 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

