

**Bureta digital, opus[®]****Hirschmann****Bureta digital, opus[®]**

Una unidad de titulación con un sistema de recirculación de reactivos para la titulación motorizada directamente desde la botella de reactivo. Disponible en tres volúmenes (10 ml, 20 ml y 50 ml). El control electrónico de la titulación permite obtener resultados reproducibles y una dinámica definida con precisión cada vez. La valoración rápida que ahorra tiempo con la posterior valoración fina mejora la precisión y la eficiencia. El impulso de titulación accionado por el motor permite lograr una ruptura de gotas con volúmenes de salida de 10 µl a 99,999 ml y ofrece resoluciones hasta el tercer decimal.

- Control electrónico y dispensación de volúmenes
- En el suministro también se incluye una ventana de protección contra la luz para el bloque de la válvula
- El impulso de titulación accionado por el motor permite lograr una ruptura de la gota a partir de 10 µl para una determinación de precisión
- Sistema de recirculación de medios para una ventilación simple y rápida sin pérdida de reactivos
- Rotación libre
- Pantalla táctil TFT con un menú fácil de usar
- Memoria de métodos para nueve procedimientos de titulación diferentes con almacenamiento de todos los ajustes
- Interfaz USB y RS232 para la conexión a la PC
- Es posible la integración en procedimientos automatizados
- Válvulas de descarga y asientos de válvulas de cerámica de óxido de aluminio de alta pureza
- Fuente de alimentación 100-240V, con enchufe para la UE, el Reino Unido y los EE.UU.



Material de suministro: opus[®] titration completa con rosca de 45 mm, 3 adaptadores (A 32, A 38 y S 40), 1 tubo de succión con acoplamiento de rosca, 1 unidad de descarga de titulación y 1 fuente de alimentación, 1 ventana marrón de protección contra la luz, módulo de pantalla táctil "titulación", cable de alimentación de datos de 0,75 m, manual de instrucciones, informe de calibración único.



Code	Description	Packaging
LLG09287870	Dispenser opus® titrationVol. 20 ml,pow	1 pz.
LLG09287871	Dispenser opus® titrationVol. 50 ml,pow	1 pz.
LLG09287875	Dispenser opus® titrationVol. 10 ml,mai	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

