

**Incubadoras serie BD, BF - Avantgarde.Line****BINDER****Incubadoras serie BD, BF - Avantgarde.Line**

Las nuevas incubadoras Avantgarde.Line, con su excepcional eficiencia y perfecta precisión de temperatura gracias a la última tecnología APT.line™ tienen el verdadero atractivo.

Serie BD: Incubadora con convección natural

Serie BF: Incubadora con convección forzada

Equipo:

- Hasta un 30% menos de consumo de energía en comparación con el modelo anterior
- La tecnología de APT.Line™ para la distribución homogénea de la temperatura y la precisión
- Control electromecánico de la aleta de aire de escape
- Controlador con pantalla LCD
- Puerta interior de vidrio templado de seguridad
- 2 estantes cromados
- Apilables hasta 115 l
- Rango de temperatura Serie BD: temperatura ambiente más 5 °C a 100 °C
- Rango de temperatura Serie BF: temperatura ambiente más 7-8 °C a 100 °C
- Clase 3.1 dispositivo de seguridad de temperatura independiente integrado (DIN 12880) con alarma visual
- Puerto USB para registrar datos
- Fuente de alimentación 230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04658058	Incubator BF 56with forced convection,	1 pz.
LLG06270115	Precision incubator BF 260with forced c	1 pz.
LLG06280269	Incubator BD056-230V57 ltr., 230 V1~ 50	1 pz.
LLG06280290	Incubators BD 115115 ltr.,230 V 1N ~ 50	1 pz.
LLG06280291	Incubators BD 260260 ltr., 230 V 1N ~ 5	1 pezzo
LLG06280293	Incubator BF 115115 l, 230 V, 50/60Hz	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

