

**Incubadoras serie BD, BF - Avantgarde.Line****BINDER****Incubadoras serie BD, BF - Avantgarde.Line**

Las nuevas incubadoras Avantgarde.Line, con su excepcional eficiencia y perfecta precisión de temperatura gracias a la última tecnología APT.line™ tienen el verdadero atractivo.

Serie BD: Incubadora con convección natural

Serie BF: Incubadora con convección forzada

Equipo:

- Hasta un 30% menos de consumo de energía en comparación con el modelo anterior
- La tecnología de APT.Line™ para la distribución homogénea de la temperatura y la precisión
- Control electromecánico de la aleta de aire de escape
- Controlador con pantalla LCD
- Puerta interior de vidrio templado de seguridad
- 2 estantes cromados
- Apilables hasta 115 l
- Rango de temperatura Serie BD: temperatura ambiente más 5 °C a 100 °C
- Rango de temperatura Serie BF: temperatura ambiente más 7-8 °C a 100 °C
- Clase 3.1 dispositivo de seguridad de temperatura independiente integrado (DIN 12880) con alarma visual
- Puerto USB para registrar datos
- Fuente de alimentación 230 V, 50/60 Hz



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04658058 | Incubator BF 56with forced convection, | 1 pz. |
| LLG06270115 | Precision incubator BF 260with forced c | 1 pz. |
| LLG06280269 | Incubator BD056-230V57 ltr., 230 V1~ 50 | 1 pz. |
| LLG06280290 | Incubators BD 115115 ltr.,230 V 1N ~ 50 | 1 pz. |
| LLG06280291 | Incubators BD 260260 ltr., 230 V 1N ~ 5 | 1 pezzo |
| LLG06280293 | Incubator BF 115115 I, 230 V, 50/60Hz | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

