

**Fascos de cuello ancho, serie 303, PP****Kautex****Fascos de cuello ancho, serie 303, PP**

Redondos, Natural sin cierre. Con graduaciones aproximadas. Ideales para líquidos, pastas y granulados. Para la toma de muestras, el envío de muestras y como contenedores de transporte. Se pueden llenar con sustancias calientes. Autoclavables hasta máx. 121 °C. **Con cierre de rosca.**

Nota: antes de esterilizar en autoclave, desenrosque el cierre y colóquelo ligeramente sobre el recipiente. No roscar la tapa.



Code	Description	Packaging
LLG06287813	Wide neck bottle,autoclavable,PP,with/1	1 pz.
LLG06287814	Wide neck bottle,autoclavable,PP,with/1	1 pz.
LLG06287815	Wide neck bottle,autoclavable,PP,with/1	1 pz.
LLG06287816	Wide neck bottle,autoclavable,PP,with/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

