

**Bombas de vacío de diafragma LABOPORT<sup>®</sup>****KNF****Bombas de vacío de diafragma LABOPORT<sup>®</sup>**

-Aplicaciones: aspiración de líquido, desgasificación, secado en gel, evaporación rotatoria, destilación

-Caudal de hasta 2,04 m<sup>3</sup> / h; vacío final de hasta 8 mbar abs

-Alto nivel de compatibilidad de vapor y condensado

-El cabezal de la bomba de PTFE junto con el diafragma recubierto de PTFE hace que se pueda utilizar con gases y vapores extremadamente agresivos / corrosivos

-N 820.3 FT.18 y N 840.3 FT.18: Conforme a ATEX II 2/-G IIB+H2 T3 Gb solo atmósfera interna

**Especificaciones**

**Presión de trabajo: 1 bar**

**Conector para tubos: ID10 mm**

**Temperatura ambiente y del medio permitida: 5 a 40 ° C**

**Cabezal: PTFE**

**Diafragma: Recubierto de PTFE**

**Válvula: FFPM**



Code	Description	Packaging
LLG09880613	Diaphragm vacuum pumps,N 820.3 FT.18,ca	1 pz.
LLG09880614	Diaphragm vacuum pumps,N 840.3 FT.18,ca	1 pz.
LLG09880675	Diaphragm vacuum pumps,N 842.3.FT.18cap	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

