

**Dispensador para botellas FORTUNA<sup>®</sup> OPTIFIX<sup>®</sup> BASIC**

Para la dispensación sin problemas de medios acuosos y ácidos, así como de soluciones sujetas a cristalización. Con un sólido pistón dispensador con manguito de PTFE, altamente pulido, 100% libre de corrosión, recubierto de plástico, cilindro de vidrio de precisión (proceso de dispensación visible). Cilindro dispensador graduado en negro. Bloque de válvula de PTFE (sin resortes metálicos que contaminen el líquido dispensado). Con inscripciones de color en el mango. Tamaños de 2 a 100 ml autoclavables (Por favor, lea las instrucciones para la esterilización en autoclave) cuidadosamente antes de proceder). Tamaños de 200 a 500 ml en versión autoclavable sólo disponibles bajo petición.

**Material de suministro:** Dispensador sin botella de reserva, tubo de succión y descarga de PTFE y dos adaptadores de botella de PP (GL40 y GL45). Certificado de conformidad, con certificado de precisión.



Code	Description	Packaging
LLG09287902	Dispensers FORTUNA®OPTIFIX® Basic-27,wi	1 pz.
LLG09287905	Dispensers FORTUNA®OPTIFIX® Basic-44,w/	1 pz.
LLG09287906	Dispensers FORTUNA®OPTIFIX® Basic-48,w/	1 pz.
LLG09287907	Dispensers FORTUNA®OPTIFIX® Basic-51,w/	1 pz.
LLG09287908	Dispenser FORTUNA®OPTIFIX® BASIC40-20ml	1 pz.
LLG09287909	Dispenser FORTUNA®OPTIFIX® BASIC60-300m	1 pz.
LLG09287951	Dispenser FORTUNA®OPTIFIX® BASIC100-500	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

