

**Electrolitos y soluciones limpiadoras****WTW****Electrolitos y soluciones limpiadoras**

Los electrolitos sirven para rellenar con solución los electrodos con líquido así como solución de almacenamiento para todos los tipos de electrodos para pH. Con la solución limpiadora de pepsina se pueden eliminar los depósitos proteínicos del diafragma de electrodos con electrolito líquido.



Code	Description	Packaging
LLG09040796	Pepsin cleaning solution PEP/pH3 bottle	3 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

