



Accesorios para frascos de cuello ancho GLS 80[®], PP

DURAN Group

Accesorios para frascos de cuello ancho GLS 80[®], PP

Resistentes a temperaturas de hasta 140°C como máximo. Esterilizables en autoclave.



Code	Description	Packaging
LLG09140110	PP screw cap GLS 80suitable for laborat	1 pz
LLG09284530	pouring ring for GLS 80blue, PP	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

