



Accesorios para frascos de cuello ancho GLS 80<sup>®</sup>, PP

DURAN Group

**Accesorios para frascos de cuello ancho GLS 80<sup>®</sup>, PP**

Resistentes a temperaturas de hasta 140°C como máximo. Esterilizables en autoclave.



Code	Description	Packaging
LLG09140110	PP screw cap GLS 80suitable for laborat	1 pz
LLG09284530	pouring ring for GLS 80blue, PP	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

