

**Soluciones tampón de pH estándar****WTW****Soluciones tampón de pH estándar**

Según DIN/NIST. Se suministran en botellas de plástico de 250 ml. Tolerancia $\pm 0,02$ pH.



Code	Description	Packaging
LLG09040744	Standard buffer solutions,DIN/BS,pH 4.0	1 pz.
LLG09040746	Standard buffer solutions,DIN/BS,pH 6.8	1 pz.
LLG09040749	Standard buffer solutions,DIN/BS,pH 9.1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

