

**Soluciones tampón de pH estándar****WTW****Soluciones tampón de pH estándar**

Según DIN/NIST. Se suministran en botellas de plástico de 250 ml. Tolerancia  $\pm 0,02$  pH.



Code	Description	Packaging
LLG09040744	Standard buffer solutions,DIN/BS,pH 4.0	1 pz.
LLG09040746	Standard buffer solutions,DIN/BS,pH 6.8	1 pz.
LLG09040749	Standard buffer solutions,DIN/BS,pH 9.1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

