



Garrafas con tubuladura Nalgene, Clearboys

Garrafas con tubuladura Nalgene™, Clearboys™

Modelo 2317.

De PC transparente, con grifo de PP, tapón roscado. Robustas, transparentes, graduadas y autoclavables. Ideales para agua esterilizada, reactivos estandar y medios de cultivo. Para usar en salas de enfriamiento, incluso por debajo del punto de congelación. Tapón 83B (83 mm).

Nota:

Autoclavar siempre vacías. Desenrosque el tapón antes de la esterilización y colóquelo sobre el cuello de la garrafa.



Code	Description	Packaging
LLG09002701	Aspirator bottles, PC,with PP stopcock 1	1 pz
LLG09002702	Bottiglia lt. 20	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

