



## Garrafas con tubuladura Nalgene, Clearboys

### Garrafas con tubuladura Nalgene™, Clearboys™

Modelo 2317.

De PC transparente, con grifo de PP, tapón roscado. Robustas, transparentes, graduadas y autoclavables. Ideales para agua esterilizada, reactivos estándar y medios de cultivo. Para usar en salas de enfriamiento, incluso por debajo del punto de congelación. Tapón 83B (83 mm).

Nota:  
Autoclavar siempre vacías. Desenrosque el tapón antes de la esterilización y colóquelo sobre el cuello de la garrafa.



Code	Description	Packaging
LLG09002701	Aspirator bottles, PC,with PP stopcock 1	1 pz
LLG09002702	Bottiglia lt. 20	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

