

**Frascos de boca ancha, PMP, con tapón de rosca, PP****Thermo Scientific****Frascos de boca ancha, PMP, con tapón de rosca, PP**

Transparentes. Pared recta con gran apertura. Resistentes a los productos químicos.
Autoclavables. Desenrosque la tapa antes del autoclave.



Code	Description	Packaging
LLG09033174	Jars, PMP, with screw cap, cap. 250 ml	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

