

**Surtido de soluciones de calibración y mantenimiento SORT/K****WTW****Surtido de soluciones de calibración y mantenimiento SORT/K**

Caja de 3 botellas de 250 ml cada una, con soluciones tampón de pH 4,01; 6,87 y 9,18; solución de pepsina para limpieza y solución de KCl (3 mol/l).



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09040760 | Calibration and maintenance set SORT/Kc | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

