

**Surtido de soluciones de calibración y mantenimiento SORT/K****WTW****Surtido de soluciones de calibración y mantenimiento SORT/K**

Caja de 3 botellas de 250 ml cada una, con soluciones tampón de pH 4,01; 6,87 y 9,18; solución de pepsina para limpieza y solución de KCl (3 mol/l).



Code	Description	Packaging
LLG09040760	Calibration and maintenance set SORT/Kc	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

