



## Frascos de cuello ancho Nalgene, HDPE, con cierre de rosca, PP

### Frascos de cuello ancho Nalgene™, HDPE, con cierre de rosca, PP

Frascos duraderos de uso general con innumerables aplicaciones en el laboratorio o en el campo. Translúcidos. La boca ancha hace fácil llenarlos con materiales secos o líquidos. Excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Se pueden utilizar en el congelador - uso hasta -100 °C. Aptos para el transporte de líquidos. A prueba de fugas con tapón de rosca de PP.



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09103221 | Wide neck bottles,PE-HD,with screw c/12  | 12 pz.    |
| LLG09103222 | Wide neck bottles,PE-HD,with screw c/12  | 12 pz.    |
| LLG09103224 | Wide neck bottles,PE-HD,with screw c/12  | 12 pz.    |
| LLG09103225 | Wide neck bottles,PE-HD,with screw c/12  | 12 pz.    |
| LLG09103226 | Wide neck bottles,PE-HD,with screw ca/6  | 6 pz.     |
| LLG09103227 | Wide-mouth bottles 1500 HDPE pack of 6/6 | 6 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

