

**Frascos de cuello ancho Nalgene, HDPE, con cierre de rosca, PP****Frascos de cuello ancho Nalgene™, HDPE, con cierre de rosca, PP**

Frascos duraderos de uso general con innumerables aplicaciones en el laboratorio o en el campo. Translúcidos. La boca ancha hace fácil llenarlos con materiales secos o líquidos. Excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Se pueden utilizar en el congelador - uso hasta -100 °C. Aptos para el transporte de líquidos. A prueba de fugas con tapón de rosca de PP.



Code	Description	Packaging
LLG09103221	Wide neck bottles,PE-HD,with screw c/12	12 pz.
LLG09103222	Wide neck bottles,PE-HD,with screw c/12	12 pz.
LLG09103224	Wide neck bottles,PE-HD,with screw c/12	12 pz.
LLG09103225	Wide neck bottles,PE-HD,with screw c/12	12 pz.
LLG09103226	Wide neck bottles,PE-HD,with screw ca/6	6 pz.
LLG09103227	Wide-mouth bottles 1500 HDPE pack of 6/6	6 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

