



Fascos de cuello ancho Nalgene, HDPE, con cierre de rosca, PP

Fascos de cuello ancho Nalgene™, HDPE, con cierre de rosca, PP

Fascos duraderos de uso general con innumerables aplicaciones en el laboratorio o en el campo. Translúcidos. La boca ancha hace fácil llenarlos con materiales secos o líquidos. Excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Se pueden utilizar en el congelador - uso hasta -100 °C. Aptos para el transporte de líquidos. A prueba de fugas con tapón de rosca de PP.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09103221 | Wide neck bottles,PE-HD,with screw c/12 | 12 pz. |
| LLG09103222 | Wide neck bottles,PE-HD,with screw c/12 | 12 pz. |
| LLG09103224 | Wide neck bottles,PE-HD,with screw c/12 | 12 pz. |
| LLG09103225 | Wide neck bottles,PE-HD,with screw c/12 | 12 pz. |
| LLG09103226 | Wide neck bottles,PE-HD,with screw ca/6 | 6 pz. |
| LLG09103227 | Wide-mouth bottles 1500 HDPE pack of 6/6 | 6 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

