

**Hilo ,mango y soportes para asas de inoculación "metálicas"**

schuett-biotec


Hilo ,mango y soportes para asas de inoculación "metálicas"

Asas de inoculación a base de acero inoxidable, cable especial de acero inoxidable o alambre de platino iridio (90/10) . Se pueden calentar al rojo vivo.
Longitud: 60 mm . Diámetro del alambre: 0,5 mm.

Mango de las asas de inoculación conforme a Kolle para un diámetro de cable de 0,3 a 0,7 mm.

Soporte para las asa de inoculación robusto y rígido de plástico (esterilizables en autoclave).

Acomodan hasta 6 soportes de asas de siembra en cualquier momento.



Code	Description	Packaging
LLG06233696	Inoculating loops 4,0 mmstainless st/10	10 pz.
LLG09520170	Inoculating loops,st.steel,diam.1 mm/10	10 pz.
LLG09520171	Inoculating loops,st.steel,diam.2 mm/10	10 pz.
LLG09520172	Inoculating loops,st.steel,diam.3 mm/10	10 pz.
LLG09520174	Inoculating loops,st.steel,diam.5 mm/10	10 pz.
LLG09520178	Loop holders 160mm long	1 pz.
LLG09520180	Inoculating loops,Pt-Ir,diam.1 mm,leugt	1 pz.
LLG09520181	Inoculating loops,Pt-Ir,diam.2 mm,leugt	1 pz.
LLG09520182	Inoculating loops,Pt-Ir,diam.3 mm,leugt	1 pz.
LLG09520184	Inoculating loops,Pt-Ir,diam.5 mm,leugt	1 pz.
LLG09520185	Inoculating loops 1,5mm stainless st/10	10 pz.
LLG09520186	Inoculating loops 2,5mm stainless st/10	10 pz.
LLG09520190	Inoculating loop stands dia. 80x50 mmPP	1 pz.
LLG09520191	Inoculating loop stand, 180x50x50 mmPP,	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

