


**Anse di inoculazione metallo e supporto per anse****schuett-biotec**

Anse di inoculazione metallo e supporto per anse. Anse di inoculazione sterilizzabili alla fiamma, in filo speciale di acciaio inox o platino-iridio (90/10). Possono essere riscaldate fino a colore rosso. Lunghezza: 60 mm. Diametro: 0,5 mm. Supporto per anse di inoculazione secondo Kolle per fili diametro da 0.3 a 0.7mm. Blocchi fissi in plastica (autoclavabili). Portano fino a 6 supporti alla volta per anse di inoculazione.



Code	Description	Packaging
LLG06233696	Anse di inoculazione Tipo W-4,0 Descrizione Acciaio inox AnseØ 4,0 mm	10 pz
LLG09520170	Ansa tipo E 1, in acciaio inox, filo speciale, Ø 1 mm	10 pz
LLG09520171	Ansa tipo E 2, in acciaio inox, filo speciale, Ø 2 mm	10 pz
LLG09520172	Ansa tipo E 3, in acciaio inox, filo speciale, Ø 3 mm	10 pz
LLG09520174	Ansa tipo E 5, in acciaio inox, filo speciale, Ø 5 mm	10 pz
LLG09520178	Supporto per anse, lunghezza 160 mm	1 pz
LLG09520179	Supporto anse di inoculazione, lunghezza 240 mm	1 pz
LLG09520180	Ansa tipo P-I 1, in platino-iridio, Ø 1 mm	1 pz
LLG09520181	Ansa tipo P-I 2, in platino-iridio, Ø 2 mm	1 pz
LLG09520182	Ansa tipo P-I 3, in platino-iridio, Ø 3 mm	1 pz
LLG09520184	Ansa tipo P-I 5, in platino-iridio, Ø 5 mm	1 pz
LLG09520185	Ansa tipo W-1,5 in acciaio inox, Ø 1,5 mm	10 pz
LLG09520186	Ansa tipo W-2,5 in acciaio inox, Ø 2,5 mm	10 pz
LLG09520190	Supporto per anse, dim. (Ø x H) 80x50 mm	1 pz
LLG09520191	Supporto per anse, dim. (Lx P x H) 180x50x50 mm	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

