


**Anse d'inoculation, manche et portoir****schuett-biotec****Anse d'inoculation, manche et portoir**

Anse d'inoculation en acier inox, en acier inox spécial ou en platine iridium (90/10). Peut être chauffée à incandescence.

Longueur : 60 mm. Ø 0,5 mm.

Manche pour anse d'inoculation selon Kolle de 0,3 à 0,7 mm de diamètre, en métal.

Portoir pour anse d'inoculation robuste et stable, en plastique (autoclavable). Peut accueillir jusqu'à 6 anses d'inoculation.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06233696 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type W-4,0, Acier inox, Anse Ø 4,0 mm | 10 pz |
| LLG09520170 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type E 1, Acier inox, Fil spécial, Anse Ø 1 mm | 10 pz |
| LLG09520171 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type E 2, Acier inox, Fil spécial, Anse Ø 2 mm | 10 pz |
| LLG09520172 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type E 3, Acier inox, Fil spécial, Anse Ø 3 mm | 10 pz |
| LLG09520174 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type E 5, Acier inox, Fil spécial, Anse Ø 5 mm | 10 pz |
| LLG09520178 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type Manche pour anse d'inoculation, longueur 160 mm, Anse Ø mm | 1 pz |
| LLG09520180 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type P-I 1, Platine - iridium, Anse Ø 1 mm | 1 pz |
| LLG09520181 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type P-I 2, Platine - iridium, Anse Ø 2 mm | 1 pz |
| LLG09520182 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type P-I 3, Platine - iridium, Anse Ø 3 mm | 1 pz |
| LLG09520184 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type P-I 5, Platine - iridium, Anse Ø 5 mm | 1 pz |
| LLG09520185 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type W-1,5, Acier inox, Anse Ø 1,5 mm | 10 pz |
| LLG09520186 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type W-2,5, Acier inox, Anse Ø 2,5 mm | 10 pz |
| LLG09520190 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type Portoir pour anse d'inoculation R (rond), (Ø x H) 80 x 50 mm, Anse Ø mm | 1 pz |
| LLG09520191 | Anse d'inoculation, manche et portoir, Type Portoir pour anse d'inoculation L (long), (l x p x h) 180 x 50 x 50 mm, Anse Ø mm | 1 pz |





CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

