

**Sistemas de aspiración de seguridad EcoVac**

schuett-biotec

**Sistemas de aspiración de seguridad EcoVac**

Para la eliminación segura y cómoda de los excesos de líquido. El EcoVac aumenta el estándar de seguridad, cuando se trabaja con material infeccioso. Completamente autoclavables. Tapón de rosca de la botella de seguridad, incluyendo 2 accesorios de auto-bloqueo. Al retirar los tubos, se cierran automáticamente y la botella se cierra herméticamente. Botella de seguridad de polipropileno resistente a los golpes y a los productos químicos, con tapón de rosca que incluye 2 accesorios de cierre automático, sistema de ventilación, filtro de seguridad y 5m de tubo de silicona.

**Bomba de vacío EcoVac (opcional):**

Silenciosa con baja vibración. Rendimiento 4L/min., 300mbar ult. de vacío, con un interruptor de encendido y apagado iluminado y un cable de conexión de 1 metro.

Dimensiones generales: 80mm x 60mm x 160mm (An x Alt x L). 230V 50/60Hz.

**Interruptor de pie (opcional):** Para el uso repetido por poco tiempo del EcoVac.

Cubiertas de repuesto y otras piezas de repuesto a petición.

**Material de suministro:** Sistema EcoVac (1,2,4 o 5), botella de seguridad (a prueba de rotura y químicamente estable) con tapón de rosca y 2 accesorios de cierre automático, tubo de silicona de 2 x 1,5m (autoclavable), filtro de seguridad, 2 accesorios angulares para la conexión del tubo, 1 inserto de aireación



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06287611 | Safety suction system,PP,cap. 1 ltrs/1  | 1 pz.     |
| LLG06287612 | Safety suction system,PP,cap. 5 ltrs/1  | 1 pz.     |
| LLG06287613 | EcoVac spare bottle 1l with cap/1       | 1 pz.     |
| LLG06287614 | EcoVac spare bottle 5l with cap/1       | 1 pz.     |
| LLG09777000 | Safety suction system,PP,cap. 2 ltrs    | 1 pz.     |
| LLG09777001 | Safety suction system,PP,cap. 4 ltrs335 | 1 pz.     |
| LLG09777005 | Vacuum pump 3.350 102                   | 1 pz.     |
| LLG09777007 | EcoVac spare bottle 2lwith cap          | 1 pz.     |
| LLG09777008 | Foot switch                             | 1 pz.     |
| LLG09777009 | Safety filter,pack of 2/2               | 2 pz.     |
| LLG09777010 | EcoVac spare bottle 4lwith cap          | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

