

**Sistemas de aspiración de seguridad EcoVac**

schuett-biotec

**Sistemas de aspiración de seguridad EcoVac**

Para la eliminación segura y cómoda de los excesos de líquido. El EcoVac aumenta el estándar de seguridad, cuando se trabaja con material infeccioso. Completamente autoclavables. Tapón de rosca de la botella de seguridad, incluyendo 2 accesorios de auto-bloqueo. Al retirar los tubos, se cierran automáticamente y la botella se cierra herméticamente. Botella de seguridad de polipropileno resistente a los golpes y a los productos químicos, con tapón de rosca que incluye 2 accesorios de cierre automático, sistema de ventilación, filtro de seguridad y 5m de tubo de silicona.

**Bomba de vacío EcoVac (opcional):**

Silenciosa con baja vibración. Rendimiento 4L/min., 300mbar ult. de vacío, con un interruptor de encendido y apagado iluminado y un cable de conexión de 1 metro. Dimensiones generales: 80mm x 60mm x 160mm (An x Alt x L). 230V 50/60Hz.

**Interruptor de pie (opcional):** Para el uso repetido por poco tiempo del EcoVac.

Cubiertas de repuesto y otras piezas de repuesto a petición.

**Material de suministro:** Sistema EcoVac (1,2,4 o 5), botella de seguridad (a prueba de rotura y químicamente estable) con tapón de rosca y 2 accesorios de cierre automático, tubo de silicona de 2 x 1,5m (autoclavable), filtro de seguridad, 2 accesorios angulares para la conexión del tubo, 1 inserto de aireación



Code	Description	Packaging
LLG06287611	Safety suction system,PP,cap. 1 ltrs/1	1 pz.
LLG06287612	Safety suction system,PP,cap. 5 ltrs/1	1 pz.
LLG06287613	EcoVac spare bottle 1l with cap/1	1 pz.
LLG06287614	EcoVac spare bottle 5l with cap/1	1 pz.
LLG09777000	Safety suction system,PP,cap. 2 ltrs	1 pz.
LLG09777001	Safety suction system,PP,cap. 4 ltrs335	1 pz.
LLG09777005	Vacuum pump 3.350 102	1 pz.
LLG09777007	EcoVac spare bottle 2lwith cap	1 pz.
LLG09777008	Foot switch	1 pz.
LLG09777009	Safety filter,pack of 2/2	2 pz.
LLG09777010	EcoVac spare bottle 4lwith cap	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

