

**Homogeneizador Schütt Homgenplus**

schuett-biotec

Homogeneizador Schütt Homgenplus

Potter Elvehjem & Dounce. Homogeneización segura sin mucho esfuerzo, para una digestión suave de las muestras biológicas y un material duro y difícil de homogeneizar, para poder aislar una alta proporción de núcleos celulares intactos.

- Gran estabilidad, sin vibraciones gracias a la robusta construcción del soporte triple
- Pantalla de 4 dígitos para una homogeneización reproducible
- Control electrónico de velocidad ajustable sin escalonamiento de 40 a 3000 min⁻¹
- Un motor de alto par, potente incluso a bajas velocidades
- Uso flexible
- Gran selección de homogeneizadores cónicos y cilíndricos y mortero (PTFE, vidrio y también reforzado con fibra de vidrio)
- Se pueden utilizar tubos con volúmenes de 1,5 a 40 ml y diámetros exteriores de 10 a 40 mm
- Es posible el uso de los vasos de microrreacción de Eppendorf® con 1,5 ml
- Mandril con eje hueco para un cambio de mortero rápido y fácil y el uso de diferentes longitudes y diámetros de eje
- Para un enfriamiento óptimo, el recipiente de enfriamiento puede ser llenado con hielo o agua helada



Se suministra con: unidad de accionamiento del homogeneizador schuett homgenplus con mandril universal sin llave, incluido el recipiente de refrigeración, 1000 ml y el juego de mandriles universales (compuesto por 6 tamaños).

También ofrecemos una alternativa estéril para su uso en una caja de guantes y con material infeccioso. Detalles a petición.



Code	Description	Packaging
LLG09651560	Homogenizer drive, complete speed range 4	1 pz.
LLG09651564	Glass rapid clamping chuck	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

