

**Mini-Incubador CULTURA<sup>®</sup> M con multirack****LLG Labware****Mini-Incubador CULTURA<sup>®</sup> M con multirack**

La Mini-Incubadora CULTURA<sup>®</sup> M ha sido diseñada específicamente para la incubación, tanto de láminas de cultivo como de placas Petri, para la detección de bacterias, hongos y levaduras. Gracias a su pequeño tamaño puede ser transportada a cualquier lugar donde necesite ser utilizada. La incubadora CULTURA<sup>®</sup> M tiene una capacidad interna de aproximadamente 4L. Se utiliza en las áreas de diagnóstico médico y en el análisis de aguas residuales. La puerta transparente permite observar el interior de la incubadora sin necesidad de abrirla. Se suministra con una multirack con capacidad para 18 láminas de cultivo, un estante y un termómetro.

**Suministro gratuito del termómetro digital LLG Min/Max con sensor externo.**

**Especificaciones**

**Rango de temperatura: 25 hasta 45 °C**

**Uniformidad de temperatura: ±1,0 °C**

**Capacidad: 4 l**

**Dimensiones Externas (L x An x Alt): 310 x 168 x 155 mm**

**Dimensiones Internas (L x An x Alt): 220 x 150 x 120 mm**

**Peso: 1,1 kg**

**Corriente: 230 V, 50 Hz**

**Garantía: 2 años**



Code	Description	Packaging
LLG06280596	Cultura M + LLG-Min/Max Thermometer Spe	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

