



Detergente especial neodisher[®] LM 3 para pipetas

Detergente especial neodisher[®] LM 3 para pipetas

Limpiador alcalino para la limpieza manual y la pre-limpieza del material de vidrio de laboratorio, así como para la limpieza de pipetas y viscosímetros en lavadoras especiales, concentrado líquido.

Especialmente adecuado para la limpieza de los objetos de vidrio de laboratorio en los laboratorios de agua, fosfatos y metales y en los laboratorios en los que se realizan análisis enzimáticos y serológicos. También adecuado para la limpieza automatizada. Baja espuma. Libre de fosfatos.



Code	Description	Packaging
LLG09192441	neodisher® LM 3, 10 l canister	1 pz.
LLG09192442	neodisher® LM 3, 1 l bottle	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

