

**Baños de ultrasonidos SONOREX SUPER****Bandelin****Baños de ultrasonidos SONOREX SUPER**

Estos dispositivos funcionan a 35kHz y tienen transductores para una máxima potencia de limpieza. La tecnología SweepTec® para la oscilación permanente del campo sonoro garantiza una limpieza suave y uniforme. Disponibles con calefacción con un rango de temperatura ajustable de 30 a 80 °C . Información de potencia: Alta potencia de pico ultrasónico y potencia ultrasónica nominal de 230V, 50/60Hz. Todos los modelos son a prueba de derrames con tanques de acero inoxidable (RK 102H cromado duro) y carcasas externas, a prueba de goteo (IP32).

Para la limpieza de material de vidrio técnico como buretas, pipetas, placas de petri y matraces de laboratorio, piezas metálicas de todo tipo, componentes electrónicos. También adecuados para la limpieza y desinfección de instrumentos médicos y la aceleración de los procesos de suspensión, la producción de emulsiones.

A partir del **tipo RK 102 H** se suministra con salida

**Tipo H** con calefacción ajustable de 30 a 80 °C



Code	Description	Packaging
LLG09877021	Ultrasonic bath RK 31cap. 0.9 ltrs, wit	1 pz.
LLG09877051	Ultrasonic bath RK 52 Hcap. 1.8 ltrs, w	1 pz.
LLG09877052	Ultrasonic bath RK 52cap. 1.8 ltrs, wit	1 pz.
LLG09877100	Ultrasonic bath RK 100cap. 3.0 ltrs, wi	1 pz.
LLG09877101	Ultrasonic bath, RK100Hcap. 3.0 ltrs, w	1 pz.
LLG09877103	Ultrasonic bath RK 102 Hcap. 3.0 ltrs,	1 pz.
LLG09877114	Ultrasonic bath RK 103 Hcap. 4.0 ltrs,	1 pz.
LLG09877155	Ultrasonic bath RK 156 BHcap. 9.0 ltrs,	1 pz.
LLG09877156	Ultrasonic bath RK 156cap. 6.0 ltrs, wi	1 pz.
LLG09877256	Ultrasonic bath RK 255 Hcap. 5.5 ltrs,	1 pz.
LLG09877510	Ultrasonic bath RK 510cap. 9.7 ltrs, wi	1 pz.
LLG09877511	Ultrasonic bath RK 510 Hcap. 9.7 ltrs,	1 pz.
LLG09877512	Ultrasonic bath RK 512 Hcap. 13.0 ltrs,	1 pz.
LLG09877515	Ultrasonic bath RK 514 BHcap. 18.7 ltrs	1 pz.
LLG09877516	Ultrasonic bath RK 514 Hcap. 13.5 ltrs,	1 pz.
LLG09877529	Ultrasonic bath RK 1028 Hcap. 28.0 ltrs	1 pz.
LLG09877537	Ultrasonic bath RK 1028cap. 28.0 ltrs,	1 pz.
LLG09877540	Ultrasonic bath RK 514cap. 13.5 ltrs, w	1 pz.
LLG09877551	Ultrasonic bath RK 1050cap. 58.0 ltrs,	1 pz.
LLG09877552	Ultrasonic bath RK 1050 CHcap. 90.0 ltr	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

