

**Vasos de inserción Sonorex****Bandelin****Vasos de inserción Sonorex**

Para colocar tapas y porta vasos.

SD 06, PD 06, EB 05: con anillo de retención

SD 05, KB 04, SD 04: con anillo de retención, sólo para DE 08

SD 09: con anillo de retención



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG09877622 | Insertion container SD 06glass, 600 ml,  | 1 pz.     |
| LLG09877623 | Insertion container SD 09glass, 1000 ml  | 1 pz.     |
| LLG09877624 | Insertion container SD 04glass, 400 ml,  | 1 pz.     |
| LLG09877626 | Insertion container EB 05stainless steel | 1 pz.     |
| LLG09877628 | Insertion container PD 06plastic, 600 m  | 1 pz.     |
| LLG09877644 | Insertion container KB 04plastic, 400 m  | 1 pz.     |
| LLG09877645 | Insertion container SD 05glass, 600 ml,  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

