

**Vasos de inserción Sonorex****Bandelin****Vasos de inserción Sonorex**

Para colocar tapas y porta vasos.

SD 06, PD 06, EB 05: con anillo de retención

SD 05, KB 04, SD 04: con anillo de retención, sólo para DE 08

SD 09: con anillo de retención



Code	Description	Packaging
LLG09877622	Insertion container SD 06glass, 600 ml,	1 pz.
LLG09877623	Insertion container SD 09glass, 1000 ml	1 pz.
LLG09877624	Insertion container SD 04glass, 400 ml,	1 pz.
LLG09877626	Insertion container EB 05stainless steel	1 pz.
LLG09877628	Insertion container PD 06plastic, 600 m	1 pz.
LLG09877644	Insertion container KB 04plastic, 400 m	1 pz.
LLG09877645	Insertion container SD 05glass, 600 ml,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

