

**Lupas de precisión plegables, plástico****Eschenbach****Lupas de precisión plegables, plástico**

- Cuerpo de poliamida reforzada con fibra de vidrio, irrompible
- El cuerpo es a prueba de polvo cuando está cerrada
- Lentes de vidrio



Code	Description	Packaging
LLG09151055	Precision folding magnifiers,23 mm,achr	1 pz
LLG09151155	Precision folding magnifiers,diam. 23 m	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

