

**Cestillo colgante y tapa para baños de ultrasonidos SONOREX TECHNIK****Bandelin****Cestillo colgante y tapa para baños de ultrasonidos SONOREX TECHNIK**

De acero inoxidable. Cestillos para colgar en las cubetas. Tapa protectora contra la evaporación y los ruidos.



Code	Description	Packaging
LLG09877582	Lid,stainless steel, MD 16	1 pz.
LLG09877583	Lid,stainless steel, MD 40	1 pz.
LLG09877584	Lid,stainless steel, MD 75	1 pz.
LLG09877585	Lid,stainless steel, MD 110	1 pz.
LLG09877586	Lid,stainless steel, MD 180	1 pz.
LLG09877587	Lid,stainless steel, MD 210	1 pz.
LLG09877680	Baskets,stainless steelMK 16 B for RM 1	1 pz.
LLG09877681	Baskets,stainless steelMK 40 B for RM 4	1 pz.
LLG09877682	Baskets,stainless steelMK 75 B for RM 7	1 pz.
LLG09877683	Baskets,stainless steelMK 110 for RM 11	1 pz.
LLG09877684	Baskets,stainless steelMK 180 for RM 18	1 pz.
LLG09877685	Baskets,stainless steelMK 210 for RM 21	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

