



Soporte para utensilios y tamices de prueba para los baños ultrasónicos Sonorex

Bandelin

Soporte para utensilios y tamices de prueba para los baños ultrasónicos Sonorex

Soporte para instrumentos y tamices de prueba.

GH 1: Soporte para frascos de vidrio de 1L, 105mm de diámetro.

SH 7: Soporte para tamiz de prueba de 200mm de diámetro.

GH 10/28: Soporte para instrumentos, acero inoxidable, tamaño de malla 12,5mm x 12,5mm



Code	Description	Packaging
LLG09877731	Holder, stainless steelGH 10	1 pz.
LLG09877733	Holders,stainless steelGH 28	1 pz.
LLG09877746	sieve holder SH 28 Cfor max. 5 analysis	1 pz.
LLG09877781	Holder for 1 ltr flask	1 pz.
LLG09877784	Sieve holder	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

