


**Tapa para baños de ultrasonidos SONOREX****Bandelin****Tapa para baños de ultrasonidos SONOREX**

Acero inoxidable.

Para cubrir los tanques de los baños, como se describe a continuación.



Code	Description	Packaging
LLG09877597	Lid, stainless steel, D 08	1 pz.
LLG09877600	Lid, stainless steel, D 1028 C	1 pz.
LLG09877601	Lid, stainless steel, D 52	1 pz.
LLG09877602	Lid, stainless steel, D 156	1 pz.
LLG09877603	Lid, stainless steel, D 100	1 pz.
LLG09877604	Lid, stainless steel, D 514	1 pz.
LLG09877605	Lid, stainless steel, D 255 for RK 255/H/	1 pz.
LLG09877606	Lid D 6, stainless steel for RK 106, DT	1 pz.
LLG09877607	Lid, stainless steel, D 1028 for RK 1028	1 pz.
LLG09877608	Lid, stainless steel, D 1050 C for 1050	1 pz.
LLG09877610	Lid, stainless steel, D 510	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

