

**Tarros para muestras con tapa de rosca, PFA****VITLAB****Tarros para muestras con tapa de rosca, PFA**

Con tapa de rosca hecha de PFA. Cilíndricos, de forma alta.

Ideales para la recogida, transporte y almacenamiento de muestras.

Ventajas del PFA

- Especialmente adecuado para su uso en el análisis de trazas
- Ideal para muestras sensibles y valiosas
- Mantenimiento a largo plazo de materiales de referencia de baja concentración en envases de PFA
- No hay efectos de memoria
- Prácticamente no hay arrastre, ni contaminación cruzada debido a las superficies extremadamente hidrofóbicas, antiadhesivas y lisas
- Alta estabilidad térmica de -200°C a $+260^{\circ}\text{C}$, esterilizable en autoclave a 121°C (2 bar) según la norma DIN EN 285
- Inercia química contra casi todos los productos químicos
- Buena transparencia y estabilidad dimensional
- Fácil de limpiar
- Utilización de materia prima de alta pureza



Code	Description	Packaging
LLG09401810	Sample container 30 ml, PFAwith screw c	1 pz.
LLG09401812	Sample container 60 ml, PFAwith screw c	1 pz.
LLG09401814	Sample container 90 ml, PFAwith screw c	1 pz.
LLG09401816	Sample container 180 ml, PFAwith screw	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

