

**Frascos de boca estrecha con tapón de rosca****VITLAB****Frascos de boca estrecha con tapón de rosca**

PFA. Transparentes, con cierre roscado hermético (rosca de diente de sierra). Resistencia a altas temperaturas de -200 a +250°C. Autoclavables a 121°C (2 bar) según la norma DIN EN 285.



Code	Description	Packaging
LLG09073740	narrow neck bottles,PFA,with screw clos	1 pz.
LLG09102420	Narrow neck bottles,PFA,with screw cap,	1 pz.
LLG09102422	Narrow neck bottles,PFA,with screw cap,	1 pz.
LLG09102424	Narrow neck bottles,PFA,with screw cap,	1 pz.
LLG09102426	Narrow neck bottles,PFA,with screw cap,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

