

**Frascos de boca estrecha con tapón de rosca****VITLAB****Frascos de boca estrecha con tapón de rosca**

PFA. Transparentes, con cierre roscado hermético (rosca de diente de sierra). Resistencia a altas temperaturas de -200 a +250°C. Autoclavables a 121°C (2 bar) según la norma DIN EN 285.



Code	Description	Packaging
LLG09073740	narrow neck bottles,PFA,with screw clos	1 pz.
LLG09102420	Narrow neck bottles,PFA,with screw cap,	1 pz.
LLG09102422	Narrow neck bottles,PFA,with screw cap,	1 pz.
LLG09102424	Narrow neck bottles,PFA,with screw cap,	1 pz.
LLG09102426	Narrow neck bottles,PFA,with screw cap,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

