

**Frascos de boca ancha con tapón de rosca, PFA****VITLAB****Frascos de boca ancha con tapón de rosca, PFA**

Transparentes, con cierre de rosca hermético (rosca de diente de sierra S y labio de estanqueidad integrado). Excelente resistencia a la temperatura (de -200 a +250 °C). Ideales para el almacenamiento a largo plazo de oxidantes de alta pureza, ácidos, álcalis, así como hidrocarburos, disolventes para análisis de trazas y estándares. Autoclavables a 121°C (2 bar) según DIN EN 285.



Code	Description	Packaging
LLG09073741	Wide neck bottles,PFA,with screw clousur	1 pz.
LLG09073742	Wide neck bottles,PFA,with screw clousur	1 pz.
LLG09073743	Wide neck bottles,PFA,with screw clousur	1 pz.
LLG09102430	Narrow neck bottles,PFA,with screw cap,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

