

**Frascos de boca ancha con tapón de rosca, PFA****VITLAB****Frascos de boca ancha con tapón de rosca, PFA**

Transparentes, con cierre de rosca hermético (rosca de diente de sierra S y labio de estanqueidad integrado). Excelente resistencia a la temperatura (de -200 a +250 °C). Ideales para el almacenamiento a largo plazo de oxidantes de alta pureza, ácidos, álcalis, así como hidrocarburos, disolventes para análisis de trazas y estándares. Autoclavables a 121°C (2 bar) según DIN EN 285.



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09073741 | Wide neck bottles,PFA,with screw clousur | 1 pz.     |
| LLG09073742 | Wide neck bottles,PFA,with screw clousur | 1 pz.     |
| LLG09073743 | Wide neck bottles,PFA,with screw clousur | 1 pz.     |
| LLG09102430 | Narrow neck bottles,PFA,with screw cap,  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

