

**Cubetas para tinción, PP****VITLAB****Cubetas para tinción, PP**

Tipo Coplin. Con tapa de rosca. GL 45. Para tinciones en serie de 10 portaobjetos de 76 x 26 mm.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

