

**Tubos para muestras, PFA****VITLAB****Tubos para muestras, PFA**

Tubo para la preparación de muestras y para su uso en gradillas de muestreadores automáticos. Con o sin marca anular calibrada individualmente en 10 ml y tapón de rosca GL 25 de PFA o tapones de PE.



Code	Description	Packaging
LLG09315343	Sample tube 12 ml, PFA 110 mm high, 16	1 pz.
LLG09315344	Sample tube 12 ml, PFA 110 mm high, 16	1 pz.
LLG09315345	Sample tube 15 ml, PFA height 110 mm, 2	1 pz.
LLG09315346	Sample tube 15 ml, PFA height 110 mm, 2	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

