

**Tubos para muestras, PFA****VITLAB****Tubos para muestras, PFA**

Tubo para la preparación de muestras y para su uso en gradillas de muestreadores automáticos. Con o sin marca anular calibrada individualmente en 10 ml y tapón de rosca GL 25 de PFA o tapones de PE.



Code	Description	Packaging
LLG09315343	Sample tube 12 ml, PFA 110 mm high, 16	1 pz.
LLG09315344	Sample tube 12 ml, PFA 110 mm high, 16	1 pz.
LLG09315345	Sample tube 15 ml, PFA height 110 mm, 2	1 pz.
LLG09315346	Sample tube 15 ml, PFA height 110 mm, 2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

