

**Fascos lavadores de gases, de PFA****VITLAB****Fascos lavadores de gases, de PFA**

Con tapa con rosca S40 y frita roscada de PTFE. Tamaño de poro aproximado de 3 μm para una óptima formación de burbujas de gas en el líquido. Debido a que todas las piezas están hechas de resinas de fluorocarbono de alta calidad, es posible una amplia gama de aplicaciones. Las conexiones roscadas de entrada y salida aceptan tubos de 4 x 6 mm de diámetro interior y exterior (versión de 1000 ml: 5 x 8 mm de diámetro interior y exterior).



Code	Description	Packaging
LLG09110320	Gas washing bottles,PFA,with frit,cap.	1 pz.
LLG09110322	Gas washing bottles,PFA,with frit,cap.	1 pz.
LLG09110324	Gas washing bottles,PFA,with frit,cap.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

