

**Electrodos de pH SenTix<sup>®</sup> 51/SenTix<sup>®</sup> 52 con electrolito líquido**

Electrodos de pH combinados con cuerpo de plástico y electrolito líquido. Con cable (1m).

Especificaciones

Rango de temperatura: 0 ... 80 °C

Rango de pH: 0 ... 14 pH

Long. / diam.: 120 / 12 mm

Electrolito: Líquido, KCl 3mol/l

Diafragma: Cerámica

Forma de la membrana: Cilíndrica

Resistencia de la membrana a 25°C: 1 GΩ

Tapa del agujero de relleno: Enchufe



Code	Description	Packaging
LLG06223092	pH combination electrodes SenTix® 51	1 pz.
LLG06232743	pH-single rod measuring chain SenTix® 5	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

