



Pipetas aforadas, vidrio sodocálcico, clase AS, 1 aforo, graduación en azul

Hirschmann

**Pipetas aforadas, vidrio sodocálcico, clase AS, 1 aforo, graduación en azul**

Calibradas en EX (TD). Con identificación de lote fechada. Declaración de conformidad según DIN 12600. Pipetas de un aforo, graduación en color azul de alto contraste. Según DIN EN ISO 648.

Para estos productos, se pueden generar e imprimir informes de calibración de lotes, que son gratuitos, en [www.hirschmannlab.com](http://www.hirschmannlab.com). Se pueden obtener informes de calibración individuales adicionales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).



Code	Description	Packaging
LLG09273270	Volumetric pipette 1 ml, class ASAR-cle	1 pz.
LLG09273271	Volumetric pipette 2 ml, class ASAR-cle	1 pz.
LLG09273272	Volumetric pipette 2.5 ml, class ASAR-c	1 pz.
LLG09273273	Volumetric pipet 30mlclass AS, AR-clear	1 pz.
LLG09273276	Volumetric pipette 5 ml, class ASAR-cle	1 pz.
LLG09273280	Volumetric pipette 10 ml, class ASAR-cl	1 pz.
LLG09273281	Volumetric pipette 15 ml, class ASAR-cl	1 pz.
LLG09273282	Volumetric pipette 20 ml, class ASAR-cl	1 pz.
LLG09273284	Volumetric pipette 25 ml, class ASAR-cl	1 pz.
LLG09273286	Volumetric pipette 50 ml, class ASAR-cl	1 pz.
LLG09273288	Volumetric pipette 100 ml, class ASAR-c	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

