

**Palas y cucharas tomamuestras, PS, estériles****Bel-Art Products****Palas y cucharas tomamuestras, PS, estériles**

Plástico de poliestireno de alto impacto blanco o rojo. Las palas de color rojo reducen la posibilidad de que la muestra residual permanezca en la pala o de que la pala se quede accidentalmente en una muestra. La espátula tiene un punto robusto para tomar muestras estériles y para perforar bolsas de papel o paquetes similares.

- Selladas individualmente y esterilizadas en una bolsa de polietileno
- El mango largo aumenta la distancia entre la mano y la muestra
- La pala es adecuada para su uso como navetilla de pesaje
- Aptas para alimentos
- Lote estampado para un rastreo preciso del lote
- Se envían con un certificado de procesamiento para esterilización
- Hechas de materiales de grado FDA



Code	Description	Packaging
LLG06242234	BEL-ART-Sampling scoop, PSsterile, red,	1 pz.
LLG09150461	BEL-ART-Sampling scoop, PSsterile, whit	1 pz.
LLG09150462	BEL-ART-Sampling scoop, PSsterile, whit	1 pz.
LLG09150463	BEL-ART-Sampling scoop, PSsterile, whit	1 pz.
LLG09150464	BEL-ART-Sampling scoop, PSsterile, red,	1 pz.
LLG09150465	BEL-ART-Sampling scoop, PSsterile, red,	1 pz.
LLG09150639	BEL-ART-Sampling spoons, PSsterile, whi	1 pz.
LLG09150640	BEL-ART-Sampling spoons, PSsterile, whi	1 pz.
LLG09150641	BEL-ART-Sampling spoons, PSsterile, whi	1 pz.
LLG09150642	BEL-ART-Sampling spoons, PSsterile, whi	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

